



Patients de  
25 à 160 kg



Home Care  
Maisons de  
repos et de  
soins.  
Maintien à  
domicile

- Fonctionnement 'O.P.S' = Optimal Pressure Setting
- Sans intervention ou réglage de poids, le compresseur démarre automatiquement en Mode 'Dynamique OPS'
- Prévu pour un patient de 25 à 160 kg selon le type de matelas
- L'optimisation de la régulation de pression, selon le patient et ses positions, se fait de manière constante et sans intervention du soignant (intuitif)
- Propose un fonctionnement en mode standard 'Dynamique O.P.S' avec possibilité de basculer en mode 'Statique' ou 'Nursing' ou encore en mode 'Soins palliatifs (SSM)'
- Extrêmement économique, silencieux et sans vibration
- Témoin LED de fonctionnement pour un meilleur contrôle par le personnel soignant
- Alarmes basses pression et alimentation électrique sonores (temporisée) et visuelles
- Compresseur débrochable (passage du câble au travers du matelas et non sur le sol pour éviter tout risque de dégâts et de panne)
- Connecteur CPC
- Entretien recommandé correctif de niveau 2 (filtre membrane contrôle) : tous les 2 ans



→ Disponible  
pour les matelas :  
> Air Wave  
> Soft Wave  
> Air Wave Topper  
> Rolly RM  
> Rolly RR