

# ALOVA™ GALBÉ




## COUSSIN ALOVA GALBÉ

### EFFICACITÉ

- ▶ Décharge coccygienne : prévention renforcée des escarres sacro-coccygiennes.
- ▶ Epaisseur fond de galbe > 6 cm : renforcement de la prévention d'escarres ischiatiques.

### ERGONOMIE

- ▶ 16 tailles et trois hauteurs : poids patient maxi jusqu'à 200 kg.
- ▶ Dessous anti-dérapant.
- ▶ Protection amovible.
- ▶ Positionnement à gauche de la poignée de préhension sous le coussin : moins exposée aux déchirures et aux risques liés à l'hygiène.



Cartographie des valeurs de répartition des pressions patient 80 kg/172 cm.



COUSSIN MOULÉ AVEC DÉCHARGE COCCYGIENNE INTÉGRÉE EN MATIÈRE VISCOÉLASTIQUE POUR DES PERSONNES PESANT JUSQU'À 200 KG.

### INDICATIONS

AIDE À LA PRÉVENTION DE L'ESCARRE À RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ.

AIDE AU TRAITEMENT DE L'ESCARRE DE STADE 1 À 4.

POIDS PATIENT : JUSQU'À 200 KG SELON LES MODÈLES.

### EFFICACITÉ THÉRAPEUTIQUE

- ▶ La matière viscoélastique ALOVA favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support pour réduire les valeurs de pression maximales.

### SÉCURITÉ D'UTILISATION

- ▶ Hauteur de plus de 6 cm pour réduire le risque d'escarre ischiatique.
- ▶ Décharge postérieure pour limiter le risque d'escarre sacro-coccygienne.
- ▶ Déclive du coussin pour éviter le phénomène de «glissé-avant».
- ▶ Protection intégrale avec surface inférieure antidérapante.

### CONFORT D'ASSISE

- ▶ Le textile de la housse imper-respirant améliore la thermorégulation lors d'une assise prolongée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LARGEUR CM	PROFONDEUR CM	HAUTEUR CM MINI / MAXI*	POIDS PATIENT KG	HOUSSE	NORMES FEU
COUSSIN ALOVA GALBÉ STANDARD	VCAG3636	36	36	6 < 9	20 à 80	Protection intégrale en promust PU (jersey enduit polyuréthane) noir sur le dessus et argent sur les cotés. Face inférieure anti-dérapante en PU/PVC munie d'une poignée de transport.	Conforme à la norme EN 597-1 et EN 597-2.
	VCAG4343	43	43	6 < 9	30 à 100		
	VCAG4340	43	40	6 < 9	30 à 90		
	VCAG4540	45	40	6 < 9	30 à 120		
	VCAG3841	38	41	6 < 9	30 à 90		
	VCAG4041	40	41	6 < 9	30 à 90		
	VCAG4341	43	41	6 < 9	30 à 100		
	VCAG4043	40	43	6 < 9	30 à 90		
	VCAG4544	45	44	6 < 9	30 à 120		
	VCAG5044	50	44	6 < 9	30 à 135		
	VCAG4347	43	47	6 < 9	30 à 120		
	VCAG5250	52	50	7 < 10	120 à 160		
	VCAG5450	54	50	7 < 10	120 à 160		
	VCAG5650	56	50	7 < 10	120 à 200		
	VCAG6050	60	50	7 < 10	120 à 200		
	COUSSIN ALOVA GALBÉ TECHNIQUE BUTÉE PELVIENNE	VCAG4343XL	43	43	9 < 12		
VGAG5044XL		50	44	9 < 12	30 à 135		
VCAG3841BP		38	41	6 < 9	30 à 90		
VCAG4041BP		40	41	6 < 9	30 à 90		
VCAG4341BP		43	41	6 < 9	30 à 100		
VCAG4343BP		43	43	6 < 9	30 à 100		
VCAG4544BP		45	44	6 < 9	30 à 120		
VCAG5044BP		50	44	6 < 9	30 à 135		
VCAG4347BP	43	47	6 < 9	30 à 120			

\* hauteur mini = hauteur du coussin mesurée en fond de galbe / hauteur maxi = hauteur totale du coussin  
Protection compatible avec les produits détergent-désinfectants d'usage hospitalier.

Garantie coussin 3 ans

Entretien : Housse Promust PU



Photos non contractuelles

FP000044/03-2017



ASKLÉ SANTÉ Groupe WinnCare - 200 rue Charles Tellier - Actiparc de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1 France  
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 - E-mail : contact@askle.com - www.winnCare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques  
Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE

